




## Beschrijving basisopleiding testXpert II & III

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Niveau</b>       | Basis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Voorkennis</b>   | Algemene basisvaardigheid PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Leerdoelen</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gebruik maken van testXpert II &amp; III</li><li>▪ Instellen van de machine om een test uit te voeren in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften</li><li>▪ Zelfstandig een testreeks creëren om gestandaardiseerde tests uit te voeren</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Cursusinhoud</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Overzicht en structuur van testXpert II &amp; III</li><li>▪ Uitleg over het testsysteem</li><li>▪ Uitleg over de Zwick testopstelling en het testconcept</li><li>▪ Het uitvoeren van een test</li><li>▪ Resultaten interpreteren en formatteren</li><li>▪ Archiveringsmogelijkheden (opslaan van) resultaten</li><li>▪ Interface en beeldschermlayout</li><li>▪ Opstellen van een eenvoudig proefvoorschrift</li><li>▪ Instellen en toepassen van gebruikersbeheer</li><li>▪ Begeleide voorbeeldoefeningen</li></ul> |
| <b>Toelichting</b>  | Alle praktijkvoorbeelden zijn materiaalafhankelijk en zijn gebaseerd op standaardproefvoorschriften aan een statische testmachine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Duur</b>         | 2 dagen (van 8:30 tot 16:30 uur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kostprijs</b>    | 1.370 euro incl. maaltijden en cursusdocumentatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |