

Abstract:

testXpert Analytics – Die neue Analyseplattform für Prüf- und Maschinendaten
ZwickRoell GmbH & Co. KG, Robert Strehle

testXpert hat seit der Markteinführung 1996 immer wieder Maßstäbe in der Materialprüfung gesetzt und steht für eine Prüfsoftware, die unseren Kunden sichere Prüfergebnisse garantiert, den Laboralltag erleichtert und zukünftige Prüfanwendungen ermöglicht.

Es ist die Gesamtheit aller Funktionen & Features, mit der wir uns das Vertrauen von fast 50.000 Kunden in unsere Marke testXpert immer wieder aufs Neue verdienen, indem wir die Software konsequent weiterentwickeln

Die Langzeitanalyse von Prüf- und Maschinendaten wird ein immer entscheidender Faktor sowohl in der Qualitätssicherung als auch in der Forschung.

Seit testXpert III V1.5 werden alle Informationen parallel in einer zentralen Datenbank (Storage) abgelegt und stehen über testXpert Analytics zur weitergehenden Analyse zur Verfügung. Der Zugriff auf diese Daten erfolgt über einen Standardbrowser ohne zusätzliche Installation als reiner Web-Service.

Test Data Management ermöglicht einen flexiblen und effizienten Zugriff auf alle Prüfdaten, zu jeder Zeit und von überall. **Condition Monitoring** zeigt den aktuellen Zustand von Prüfmaschine, Sensorik und Zubehör.

In einer Live-Demo zeigen wir diese neuen Applikationen und deren Möglichkeiten auf.