

Produktinformation

Aufnahme zur Befestigung von Injektionsnadeln


CTA: 99934 213171



Aufnahme zur Befestigung von Injektionsnadeln mit Luer-Konus

Anwendungsbereich

Aufnahme mit Luer-Konus zur Aufnahme von Injektionsnadeln und anderen Konnektoren. Für Einstechversuche an Folien oder Hautersatz nach ISO 11040-4 und für Fragmentationsversuche an Flaschenverschlüssen.



Aufnahme zur Befestigung von Injektionsnadeln, Übersicht

Vorteile und Merkmale

- Normaufnahme zum Anschluss diverser Komponenten der Medizintechnik
- Schneller Wechsel der Nadeln und Konnektoren mit Luer Konus
- Die ZwickRoell Prüfsoftware erfüllt mit der Option „Nachvollziehbarkeit“ die erforderlichen Voraussetzungen, um alle Kriterien der FDA 21 CFR Part 11 zu erfüllen

Produktinformation

Aufnahme zur Befestigung von Injektionsnadeln

Technische Daten

Typ Artikel-Nr.	Aufnahme zur Befestigung von Injektionsnadeln 1083751 ¹⁾	
Prüfkraft $F_{\max}$	500	N
Material	Edelstahl	
Anschlussdurchmesser	Ø 8	mm
Umgebungstemperatur	+10 ... +35	°C
Gewicht	0,03	kg

1) Hierfür ist der lokale Eingriffsschutz oder eine Schutzvorrichtung erforderlich.

Erforderliches Zubehör (1x erforderlich)

Beschreibung	Artikelnummer
Zum Aufstellen von Flaschen mit Flaschenverschluss:	
Druckplatte bis 20 kN, Rechteckig (120 x 120 mm) Anschluss über Anschlussstück (TK 75)	318466
Druckplatte bis 20 kN, rund (Ø 150 mm) Anschluss über Anschlussstück (TK 75)	318460
Zur Klemmung von Folien und Hautersatz	
Nadel-Einstichprüfvorrichtung mit variablem Prüfwinkel ¹⁾ Probendicke 0...1 mm Probenbreite 20 mm Prüfkraft $F_{\max}$ 200 N Anschlussbolzen Ø 20 mm	022358

1) Hierfür ist der lokale Eingriffsschutz oder eine Schutzvorrichtung erforderlich.