

## Wellenbildner

CTA: 46366



### Anwendungsbereich

Der Wellenbildner wird zur Herstellung von CMT-Proben nach ISO 7263, TAPPI T809, SCAN P27 verwendet.

Wellenbildner

### Technische Daten

Artikel-Nr.	320625	
Maße	370 x 340 x 400	mm
Anschluss	230/50	V/Hz
Temperatur:		
Riffelscheiben	30 ... 200	°C
Aufheizdauer, ca.	17	min

### Optionales Zubehör

Beschreibung	Artikelnummer
Vorrichtung zum Aufkleben der Proben (3. Hand)	039499